



L-Line Micro Dissectors

L-Line Mikro Dissektoren

IDENTIFICATION KEY

Produktzellen

Product

Produkt

Cat.No.

REF Artikelnummer

Nerve Hook

Nervhaken

46.160

a) 2 mm

46.161

a) 4 mm

Angle

Diameter

Winkel

Durchmesser

45°
ø 1 mm

Product description

Produktbeschreibung

FUNCTION

Funktion



The unique design of the L-Line Micro Dissector provides a wide variety of lengths and tip designs to adapt to any surgical condition.

- **Length:** the length of the Dissector is adjustable from 170 to 240 mm.
- **Variety:** more than 90 different working ends.

Das einzigartige Konzept der L-Line Mikrodissektoren bietet eine Vielzahl von Variationsmöglichkeiten. Das Konzept ermöglicht eine individuelle Anpassung des Instruments an die chirurgisch notwendigen Gegebenheiten.

- **Länge:** Die Länge der Dissektoren ist individuell von 170 bis 240 mm einstellbar.
- **Vielfalt:** Mit über 90 verschiedenen Arbeitsenden bietet dieses System ein breites Spektrum.

L-LINE MICRO DISSECTORS

L-Line Mikro Dissektoren

DISSECTOR HANDLES*

Dissektor Handgriffe*



46.090

128 mm, 5"



46.092

153 mm, 6"



46.095

147 mm, 5¾"



* for Dissectors from page 4 / 6 – 16

* für Dissektoren von Seite 4 / 6 – 16

MICRO RULER

Mikrolineal



Micro Ruler with 5 mm scale
Mikrolineal mit 5 mm Skala

46.119.01

150 mm, 6"



Developed in collaboration with

Gary K. Steinberg M. D. Ph. D. for the EC/IC Bypass Set.

Entwickelt in Zusammenarbeit mit

Gary K. Steinberg M. D. Ph. D. für das EC/IC Bypass Set.

CONTAINER


Container



46.025

265 x 175 x 34 mm

**Storage tray for 16 L-Line
Dissectors and 4 handles, w/o lid**
Lagerungscontainer für 16 L-Line
Dissektoren ohne Deckel



54.842.10

265 x 175 mm

Lid for Storage tray 46.025
Deckel für Lagerungscontainer 46.025

L-LINE MICRO DISSECTORS

L-Line Mikro Dissektoren






MEMORY SET

Memory Set

(170 – 240 mm, 6¾" – 9½")

Memory inside: By using the bending tool, the Memory Dissectors can achieve a bend of up to 90° to adapt the instrument to surgical conditions. After sterilization the instrument returns to its original shape.


Memory inside: Die Memory Dissektoren können unter Verwendung der Biegehilfe eine Biegung von bis zu 90° erreichen. Somit kann das Instrument den gegebenen Bedürfnissen angepasst werden. Nach anschließender Sterilisation erhält das Instrument seine ursprüngliche Form zurück.



CRANIAL SET

Kranial Set

(170 – 240 mm, 6¾" – 9½")



46.101


ø 2 mm

46.102

ø 4 mm

46.103

ø 6 mm



46.104


ø 2 mm

46.105

ø 4 mm

46.106

ø 6 mm



46.107


ø 2 mm

46.108

ø 4 mm

46.109

ø 6 mm



46.111


ø 2 mm

46.112

ø 4 mm

46.113

ø 6 mm



46.114

ø 2 mm

46.115

ø 4 mm

46.116

ø 6 mm



Sidewards angled
Seitlich abgewinkelt


L-LINE MICRO DISSECTORS

L-Line Mikro Dissektoren

CRANIAL SET

Kranial Set

(170 – 240 mm, 6¾" – 9½")



46.121


a) 1 mm

46.122

a) 2 mm

46.123

a) 3 mm



46.124

a) 1 mm

46.125

a) 1,5 mm

46.126


a) 2 mm

46.127

a) 3 mm


46.128

a) 4 mm



46.129

a) 4 mm




46.130

a) 2 mm

46.131

a) 4 mm





46.151


a) 2 mm

46.152

a) 3 mm

46.153

a) 4 mm



46.154

a) 2 mm

46.155


a) 3 mm

46.156

a) 4 mm



46.315




46.160

a) 2 mm

46.161

a) 4 mm



46.162

a) 2 mm

46.163

a) 3 mm

46.164

a) 4 mm

46.317

a) 5 mm

46.166

a) 8 mm




L-LINE MICRO DISSECTORS

L-Line Mikro Dissektoren

CRANIAL SET


Cranial Set

(170 – 240 mm, 6¾" – 9½")



46.170

a) 3 mm



46.171


a) 3 mm

46.172

a) 5 mm


46.173

a) 8 mm




46.175

a) 5 mm



46.176

a) 3 mm



46.177

a) 2 mm

46.178

a) 3 mm



Needle sharp
Nadel scharf

46.180

Lancet Knife
Lanzettmesser

46.140

a) 5,5 mm
b) 3,6 mm

Sickle Knife
Sichelmesser

46.141

a) 5 mm

Pulling Knife
Zugmesser

46.142

a) 3,5 mm

Disc Knife
Tellermesser

46.143

a) 4 mm




L-LINE MICRO DISSECTORS

L-Line Mikro Dissektoren

CRANIAL SET

Cranial Set

(170 – 240 mm, 6¾" – 9½")




Disc Knife
Tellermesser

46.144

a) 2 mm

46.145

a) 4 mm



Micro Knife
Mikromesser


46.146

a) 3 mm

POLYTOM KNIFE

Polytom Messer

(170 – 240 mm, 6¾" – 9½")



46.190


a) 4 mm



BONE SET


Knochen Set

(170 – 240 mm, 6¾" – 9½")




46.201

a) 2,3 mm




46.202

a) 5 mm



46.207

a) 3 mm



46.209

a) 1,2 mm




L-LINE MICRO DISSECTORS

L-Line Mikro Dissektoren

RHOTON SET

Rhoton Set

(170 – 240 mm, 6¾" – 9½")



Dissector
Dissektor

46.301


a) 1 mm, #1

46.302

a) 2 mm, #2

46.303


a) 3 mm, #3



Elevator
Elevatorium

46.304


a) 1,2 mm, #4



Elevator
Elevatorium

46.305

a) 2,8 mm, #5



Elevator
Elevatorium

46.306

a) 1 mm, #6

46.307

a) 1,5 mm, #7

46.308

a) 2 mm, #8




Hook semi-sharp
Häkchen halbscharf

46.309

a) 2 mm, #9






Hook blunt
Häkchen stumpf

46.310


a) 2 mm, #10



Hook semi-sharp
Häkchen halbscharf

46.311


a) 3 mm, #11



Needle semi-sharp
Nadel halbscharf

46.312


#12



Scoop sharp
Löffel scharf

46.313

a) 1 mm b) 2 mm, #13



Scoop sharp
Löffel scharf

46.314

a) 1 mm b) 2 mm, #14



L-LINE MICRO DISSECTORS

L-Line Mikro Dissektoren

RHOTON SET


Rhoton Set

(170 – 240 mm, 6¾" – 9½")




46.315

#15




46.316

a) 2,5 mm, #16




46.317

a) 5 mm, #17



46.318

a) 4 mm, #18



46.319

a) 8 mm, #19





Rhoton Set Classic

Rhoton Set Classic


RHOTON SET CLASSIC

Rhoton Set Classic

RHOTON SET

Rhoton Set

(190 mm, 7½")



Dissector
Dissektor

46.361.02

46.361.02 T

a) 1 mm, #1

46.362.02


46.362.02 T

a) 2 mm, #2

46.363.02

46.363.02 T

a) 3 mm, #3




Elevator
Elevatorium

46.364.02

46.364.02 T

a) 1,3 mm, #4




Elevator
Elevatorium

46.365.02

46.365.02 T

a) 2,6 mm, #5



Elevator
Elevatorium

46.366.02

46.366.02 T

a) 1,3 mm, #6

46.367.02

46.367.02 T

a) 1,7 mm, #7

46.368.02





46.368.02 T

a) 2,2 mm, #8



Steel / Stahl

Titanium / Titan




RHOTON SET CLASSIC

Rhoton Set Classic

RHOTON SET

Rhoton Set


(190 mm, 7½")



46.373.02

46.373.02 T

a) 1,4 mm b) 2,2 mm, #13



46.374.02

46.374.02 T


a) 1,4 mm b) 2,2 mm, #14



46.375.02

46.375.02 T

#15



46.376.02

46.376.02 T

a) 3 mm, #16



Steel / Stahl

Titanium / Titan




Teardrop Dissector
Kugeldissektor

46.377.02

46.377.02 T

a) 5 mm, #17




Teardrop Dissector
Kugeldissektor

46.378.02

46.378.02 T

a) 4 mm, #18



Teardrop Dissector
Kugeldissektor

46.379.02

46.379.02 T

a) 8 mm, #19



Steel / Stahl
Titanium / Titan

RHOTON SET CLASSIC

Rhoton Set Classic

CONTAINER

Container



46.028.02

250 x 210 x 25,5 mm

Storage and Cleaning Tray for Rhoton Dissectors

Lagerungs- und Reinigungs-
container für Rhoton Dissektoren